

SP-MSZ.BP.252.10.2018

Szkoła Policealna-
Medyczne Studium Zawodowe
im. Władysławy Szoc w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50
tel./fax (82) 565-26-51

Chełm 13.06.2018

**Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc
w Chełmie, 22-10 Chełm, ul. Szpitalna 50**

Do wszystkich zainteresowanych

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Czas na profesjonalistów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z póź. zm.), Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania:

Pytanie 1: Dotyczy części 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora o poniższych parametrach?

Defibrylator szkoleniowy PRIMEDIC Trainer to doskonałe narzędzie do szybkiej nauki obsługi defibrylatorów AED. Cenioną zaletą tego defibrylatora są scenariusze szkoleniowe – w tym scenariusze dedykowane do nauki ratowania dzieci. Jasne, łatwe w zrozumieniu komunikaty głosowe oraz wizualne (migające diody na panelu sterowania) pozwalają podejmować właściwe działania w sytuacji stresu towarzyszącego udzielaniu pomocy. Konstrukcja defibrylatora szkoleniowego PRIMEDIC jest bardzo podobna do rodziny defibrylatorów PRIMEDIC HEARTSAVE AED. Istnieje możliwość wyboru wariantu pediatrycznego oraz dla dorosłych. Elektrody mogą być wstępnie podłączone do urządzenia. Urządzenie uruchamia się już po zdjęciu zewnętrznej pokrywy, tak jak w defibrylatorze AED, lub po wciśnięciu przycisku ON/OFF.

Urządzenie posiada wgrane sześć scenariuszy szkoleniowych. Wybór scenariuszy szkoleniowych oraz kolejne kroki postępowania obsługiwane są za pomocą pilota bezprzewodowego. Bateria urządzenia posiada budowę podobną do standardowych baterii urządzeń Primedic Heartsave, ale w jej wnętrzu znajdują się wymienne baterie formatu AA; jeden zestaw baterii wystarczy na 20 godzin pracy urządzenia, dzięki czemu koszt prowadzenia szkoleń jest niewielki.

W zestawie:

Treningowy kabel do elektrod
5 par elektrod treningowych
Pilot
6 baterii AA
Instrukcje AHA/ERC 2010



Czas na profesjonalistów
Województwo Lubelskie/Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe
im. Władysławy Szoc w Chełmie
Biuro projektu: 22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50
tel.(fax) 82 565-26-51, e-mail: sekretariat@medyki-chelm.pl



Wiele języków do wyboru

Torba na defibrylator

Szafka ścienna

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne

Bateria:

6 baterii alkalicznych typu AA, 2 baterie alkaliczne typu AAA

Czas pracy:

około 20 godzin z 1 zestawem standardowych baterii alkalicznych

Pozostałe informacje

Warunki pracy:

0 ° ... 50 ° C, 30... 95% Względnej wilgotności; bez kondensacji,
700 hPa... 1060 hPa

Warunki przechowywania:

- 20 ... 70 ° C, 20... 95% Względnej wilgotności; bez kondensacji
500 hPa... 1060 hPa...


Wymiary:

28 x 25 x 9 cm (szerokość x głębokość x wysokość)

Waga:

około 1,5 kg (z bateriami)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


DIREKTOR
mgr Małgorzata Szyszkowska